



Sfigmomanometro Dura Schock Ds55

Codice GEF (SKU) **32700**

EAN / GTIN **0732094087024**

Confezione **1**

DURASHOCK DS55 SILVER LINE - DS-5501-189 Lo sfigmomanometro Welch Allyn DS55 dotato della tecnologia DuraShock resistente agli urti offre enormi vantaggi pratici rispetto ai tradizionali sfigmomanometri. Apprezzabili soprattutto nella frenetica realtà degli ambienti medici dove gli strumenti devono essere quanto più possibile robusti. Grazie alla tecnologia DuraShock, gli sfigmomanometri Welch Allyn: - mantengono la calibrazione più a lungo rispetto ai tradizionali sfigmo con ingranaggi garantendo così misurazioni più accurate. - non devono essere sostituiti così frequentemente quanto i modelli tradizionali consentendo pertanto un risparmio dei costi nel lungo periodo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0732094087024

CODICE GEF

32700



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697