



## Sfigmo Anti Shock Iso

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32702**EAN / GTIN **6970384251876**Confezione **1**

SFIGMO RESISTENTE AGLI URTI Sfigmomanometro di alta qualità, resistente agli urti, conforme allo standard ISO 81060 Design unico con sistema di smorzamento del manometro Design creativo con una struttura compatta che lo rende più stabile. Sistema di ammortamento che permette di assorbire gli urti Altre caratteristiche Ampio quadrante di Ø 55 mm facile da leggere

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**6970384251876**CODICE GEF  
**32702**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697