



# Sfigmo Pediatrico Babyphon con 3 Bracciali - Plastica/metallo - 1441

Codice GEF (SKU) 32708

EAN / GTIN 4045396002005

SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - plastica/metallo - 1441 Sfigmomanometro palmare pediatrico con 3 bracciali - gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica manopola in acciaio ino

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - plastica/metallo - 1441 Sfigmomanometro palmare pediatrico con 3 bracciali - gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica manopola in acciaio inox a forma di cucchiaio - manometro metallico facilmente leggibile, con quadrante in alluminio Ø 63 mm - precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg - quadrante lineare fino a 300 mmHg,  $\pm 3$  mmHg - figura di orsetto stampata sui bracciali Fornito con 3 bracciali pediatrici in custodia in nylon imbottita con cerniera. Neonato: dimensioni 15,5x5 cm - circonferenza 5-8 cm Infante: dimensioni 23x7,5 cm - circonferenza 8-13 cm Bambino: dimensioni 35,5x10 cm - circonferenza 13-17 cm Made in Germany.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396002005**

CODICE GEF

**32708**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697