



Sfigmo Roma Aneroide

Dispositivo medico

Classe I M

2 varianti

Codice GEF (SKU) 32709

EAN / GTIN 8023279327090

Confezione 1

SFIGMO ROMA - pediatrico - 1 tubo Con bracciale pediatrico 35 x 11 cm. Sfigmomanometro tradizionale leggerissimo ed allo stesso tempo resistente. Dotato di struttura in ABS, pera in PVC e valvola a pulsante per l'uso con una sola mano. Fornito con bracciale calibrato in nylon colore blu e un polmone in TPU. Ampio quadrante Ø 60 mm con anello protettivo in gomma.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
32709	PEDIATRICO - aneroide	8023279327090	1
32727	blu - aneroide	8023279327274	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I M

CND

C9006

EAN / GTIN

8023279327090

CODICE GEF

32709

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697