



Sfigmo Babyphon Con 3 Bracciali Metallo 1440

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32710

EAN / GTIN 8023279327106

Confezione 1

SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - metallo 1440
Sfigmomanometro palmare pediatrico con 3 bracciali - gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica manopola in acciaio inox a forma di cucchiaio - manometro metallico facilmente leggibile, con quadrante in alluminio Ø 49 mm - precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg - quadrante lineare fino a 300 mmHg, ± 3 mmHg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
C9006EAN / GTIN
8023279327106CODICE GEF
32710

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697