



## Sfigmo Minor 2 Bracciale A Ganci

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32713

EAN / GTIN 8023279327137

Confezione 1

SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi - bracciale cotone verde a gancio  
Sfigmomanometro di alta qualità con design tradizionale ma funzioni innovative. - manometro di alta precisione calibrabile dall'utente tramite un cacciavite in dotazione - 2 tubi per gonfiaggio rapido - disponibile con bracciale lavabile in nylon con chiusura velcro oppure in cotone con chiusura a gancio Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**8023279327137**CODICE GEF  
**32713**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697