



Sfigmo Minor 2 Bracciale A Velcro

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32714**

EAN / GTIN **8023279327144**

Confezione **1**

SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi - bracciale nylon nero velcro
Sfigmomanometro di alta qualità con design tradizionale ma funzioni innovative. - manometro di alta precisione calibrabile dall'utente tramite un cacciavite in dotazione - 2 tubi per gonfiaggio rapido - disponibile con bracciale lavabile in nylon con chiusura velcro oppure in cotone con chiusura a gancio Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I M

CND
C9006

EAN / GTIN
8023279327144

CODICE GEF
32714



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697