



Sfigmo Ri San Riester

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32715**

EAN / GTIN **4045396002524**

Confezione **1**

SFIGMO RI-SAN® - azzurro - senza lattice Sfigmomanometro di alta qualità dal design ergonomico, con valvola di sfiato dell'aria regolabile tramite un pratico pulsante. - bracciale calibrato in nylon con velcro - pera per gonfiare il bracciale priva di lattice - tubo di collegamento nella parte superiore del manometro per un utilizzo senza intralci - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I M

CND
C9006

EAN / GTIN
4045396002524

CODICE GEF
32715



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697