



Sfigmo Shock-proof R1 con Bracciale Velcro - 1250-107

Codice GEF (SKU) **32716**

EAN / GTIN **4045396159846**

SFIGMO SHOCK-PROOF R1 - con bracciale in velcro - 1250-107

Sfigmo di precisione e lunga durata. - antishock fino ad un'altezza di 120 cm - base della valvola e condotto aria con valvola di precisione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO SHOCK-PROOF R1 - con bracciale in velcro - 1250-107 Sfigmo di precisione e lunga durata. - antishock fino ad un'altezza di 120 cm - base della valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo - struttura a due componenti in ABS - raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg - borsa con cerniera in dotazione La valvola di sfiato si apre senza resistenza e l'utilizzo risulta preciso e pratico Quadrante: \varnothing 52 mm nero con lancetta rossa fluorescente Pera ergonomica per insufflazione rapida grazie al manico integrato Peso: 173 g Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396159846

CODICE GEF

32716



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697