



# Sfigmo Precisa N Riester Alluminio 1 Tubo Poi

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32717

EAN / GTIN 4045396102606

Confezione 1

PRECISA® N - alluminio - 1 tubo Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole. - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione - membrana speciale in rame-berillio temprato, precisa e anti-invecchiamento - membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg - base della valvola in metallo

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I M**

CND

**C9006**

EAN / GTIN

**4045396102606**

CODICE GEF

**32717**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697