



## Sfigmo Ri-san Riester

Codice GEF (SKU) **32718**

EAN / GTIN **4045396002586**

SFIGMO RI-SAN® - verde Sfigmomanometro di alta qualità dal design ergonomico, con valvola di sfiato dell'aria regolabile tramite un pratico pulsante. - bracciale calibrato in nylon con velcro - pera p

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO RI-SAN® - verde Sfigmomanometro di alta qualità dal design ergonomico, con valvola di sfiato dell'aria regolabile tramite un pratico pulsante. - bracciale calibrato in nylon con velcro - pera per gonfiare il bracciale priva di lattice - tubo di collegamento nella parte superiore del manometro per un utilizzo senza intralci - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione - membrana speciale in rame-berillio temprato anti-invecchiamento - il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili - la membrana può essere pressurizzata fino a 600 mmHg senza intaccare la calibrazione Made in Germany. Quadrante facilmente leggibile Ø 64, 0-300 mmHg,  $\pm 3$  mmHg Valvola di sfiato estremamente sensibile, precisa e anti-usura Adatto per utenti destrorsi o mancini

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396002586**

CODICE GEF

**32718**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697