

Gimatono Latex Free

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32719**EAN / GTIN **8023279327199**Confezione **1**

SFIGMO GIMATONO - latex free Sfigmomanometro economico con manometro cromato fissato sul bracciale, provvisto di anello gommato di protezione. Bracciale in nylon e supporto in similpelle. Polmone adulto a 2 tubi, in TPU latex free con pera standard in PVC latex free. Fornito in una borsetta di nylon e scatola di cartone.



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
C9006EAN / GTIN
8023279327199CODICE GEF
32719

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697