



Sfigmo Ri-san Riester - Grigio Ardesia

Codice GEF (SKU) **32721**

EAN / GTIN **4045396002494**

SFIGMO RI-SAN® - grigio ardesia Sfigmomanometro di alta qualità dal design ergonomico, con valvola di sfiato dell'aria regolabile tramite un pratico pulsante. - bracciale calibrato in nylon con velcro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO RI-SAN® - grigio ardesia Sfigmomanometro di alta qualità dal design ergonomico, con valvola di sfiato dell'aria regolabile tramite un pratico pulsante. - bracciale calibrato in nylon con velcro - pera per gonfiare il bracciale priva di lattice - tubo di collegamento nella parte superiore del manometro per un utilizzo senza intralci - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione - membrana speciale in rame-berillio temprato anti-invecchiamento - il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili - la membrana può essere pressurizzata fino a 600 mmHg senza intaccare la calibrazione Made in Germany. Quadrante facilmente leggibile Ø 64, 0-300 mmHg, ± 3 mmHg Valvola di sfiato estremamente sensibile, precisa e anti-usura Adatto per utenti destrorsi o mancini

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396002494

CODICE GEF

32721



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697