



Sfigmomanometro Aneroide London — da Braccio, Nero

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32725**EAN / GTIN **8023279327250**Confezione **1**

Lo sfigmomanometro aneroide GIMA London misura la pressione arteriosa in modo accurato e affidabile, con manometro antiurto e bracciale in nylon a chiusura rapida. Strumento robusto per l'uso quotidiano in ambulatorio, studio medico e a domicilio. I dati tecnici e di conformità completi sono riportati nelle schede dedicate qui sotto.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9006

EAN / GTIN

8023279327250

CODICE GEF

32725

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697