



Sfigmo London Aneroide

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32726**EAN / GTIN **8023279327267**Confezione **1**

FIGMO LONDON - adulti - bracciale rosso Sfigmomanometro professionale in ABS, elegante, affidabile, leggerissimo, senza lattice, con pera in PVC integrata, meccanismo di precisione di alta qualità, bracciale calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone a un tubo in TPU. Quadrante Ø 55 mm, con colori vivaci per facilitare la lettura. Uno speciale anello in plastica protegge il quadrante da graffi ed urti. Fornito in un'elegante borsetta in nylon coordinata, con scatola e manuale d'uso multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I M

CND

C9006

EAN / GTIN

8023279327267

CODICE GEF

32726

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697