



Sfigmo Sirio - Aneroid

Codice GEF (SKU) **32729**

EAN / GTIN **8023279327298**

SFIGMO SIRIO - adulti Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro (colore verde/ grigio). Grande quadrante (60 mm) per facilitare la lettura, montato sulla pera. Scala 0-300

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO SIRIO - adulti Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro (colore verde/ grigio). Grande quadrante (60 mm) per facilitare la lettura, montato sulla pera. Scala 0-300 mm/Hg, graduata ogni 2 mm/Hg. Confezionato in borsetta in una scatola di cartone con manuale d'uso multilingue: GB, ES, FR, IT.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279327298

CODICE GEF

32729



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697