



Sfigmo Boston Aneroid

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32731

EAN / GTIN 8023279327311

Confezione 1

FIGMO BOSTON - adulti - bracciale nero Sfigmomanometro aneroido durevole, robusto ed elegante in lega di zinco con pera in PVC brevettata e valvola di sfiato utilizzabile con una sola mano. Manico regolabile sia per destri che per mancini, bracciale calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone in TPU a un tubo. Lettura facile: ampio quadrante Ø 60 mm. Valvola di sfiato con unico pulsante per una maggiore precisione. Speciale pera scanalata brevettata in PVC.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
C9006EAN / GTIN
8023279327311CODICE GEF
32731

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697