



## Sfigmo Shock-proof R1 con Bracciale Monopezzo - 1250-150

Codice GEF (SKU) 32732

EAN / GTIN 4045396178441

SFIGMO SHOCK-PROOF R1 con bracciale monopezzo - 1250-150  
Sfigmo di precisione e lunga durata. - antishock fino ad un'altezza di  
120 cm - base della valvola e condotto aria con valvola di precisione in

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO SHOCK-PROOF R1 con bracciale monopezzo - 1250-150 Sfigmo di precisione e lunga durata. - antishock fino ad un'altezza di 120 cm - base della valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo - struttura a due componenti in ABS - raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore - tolleranza massima di errore  $\pm 3$  mmHg - borsa con cerniera in dotazione La valvola di sfiato si apre senza resistenza e l'utilizzo risulta preciso e pratico Quadrante:  $\varnothing$  52 mm nero con lancetta rossa fluorescente Pera ergonomica per insufflazione rapida grazie al manico integrato Peso: 173 g Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396178441

CODICE GEF

32732



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697