



Sfigmo New Dallas - su Carrello

Codice GEF (SKU) **32733**

EAN / GTIN **6970384254563**

SFIGMOMANOMETRO DALLAS - su carrello Provvisto di cestello posteriore in plastica e carrello regolabile in altezza, con 5 rotelle di plastica Ø 5 cm. Tutti gli sfigmomanometri DALLAS sono dotati di qu

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMOMANOMETRO DALLAS - su carrello Provvisto di cestello posteriore in plastica e carrello regolabile in altezza, con 5 rotelle di plastica Ø 5 cm. Tutti gli sfigmomanometri DALLAS sono dotati di quadrante molto grande (Ø 147 mm) per una lettura facilitata, bracciale in nylon nero con anello a D e polmone in lattice a 2 tubi per adulti. Scala 0-300 mmHg. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. Cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale Tubo a spirale in PVC (1,8 m) Valvola di rilascio aria a doppio uso Altezza regolabile 95 - 135 cm 5 rotelle con freno

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6970384254563

CODICE GEF

32733



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697