



## Sfigmo Roma 2 Tubi

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32734

EAN / GTIN 8023279327342

Confezione 1

SFIGMO ROMA - adulti - 2 tubi Sfigmomanometro tradizionale leggerissimo ed allo stesso tempo resistente. Dotato di struttura in ABS, pera in PVC e valvola a pulsante per l'uso con una sola mano. Fornito con bracciale calibrato in nylon colore blu e un polmone in TPU. Ampio quadrante Ø 60 mm con anello protettivo in gomma. Fornito in un' elegante borsa in nylon con tasca esterna a velcro e scatola di cartone.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**8023279327342**CODICE GEF  
**32734**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697