



Sfigmo Automatico Tokyo

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32736**EAN / GTIN **8023279327366**Confezione **1**

FIGMO TOKYO 2 - adulti - bracciale nero Sfigmomanometro professionale con ampio quadrante Ø 65 mm e valvola di rilascio dell'aria a pulsante. Struttura in plastica ABS leggera, dotata di robusto anello antishock per una lunga durata nel tempo. Impugnatura ruotabile a 360°. Fornito con bracciale in nylon nero calibrato (54x14,4 cm), anello tipo D, 1 tubo in PVC nero, polmone latex free e pera priva di lattice in PVC in una pratica borsa in nylon per il trasporto ed elegante scatola di cartone. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo. Pera con fondo piatto con tre modalità di utilizzo per utenti destrorsi e mancini

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
Z1203020302EAN / GTIN
8023279327366CODICE GEF
32736

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697