



## Sfigmo Heine "G5" Con Borsetta

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32737**

EAN / GTIN **4053755136285**

Confezione **1**

FIGMO HEINE GAMMA® G5 - manometro in plastica - M-000.09.230  
Con la nuova linea latex free Heine Gamma®, propone sfigmo aneroidi di altissima qualità e con un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G5 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine. Latex free. - struttura robusta antiurto - struttura molto resistente costruita con materiali che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di stampa a iniezione

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I M**

CND

**C9006**

EAN / GTIN

**4053755136285**

CODICE GEF

**32737**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697