



## Set Sfigmo Roma Con 3 Bracciali

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32738**EAN / GTIN **8023279327380**Confezione **1**

KIT ROMA - Sfigmo con 3 bracciali blu: pediatrico (35x11 cm), adulti (53x14,5 cm), adulti largo (62x17,5 cm). Sfigmomanometro tradizionale leggerissimo ed allo stesso tempo resistente. Dotato di struttura in ABS, pera in PVC e valvola a pulsante per l'uso con una sola mano. Fornito con bracciale calibrato in nylon colore blu e un polmone in TPU. Ampio quadrante Ø 60 mm con anello protettivo in gomma. Fornito in un' elegante borsa in nylon con tasca esterna a velcro e scatola di cartone.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I M**

CND

**C9006**

EAN / GTIN

**8023279327380**

CODICE GEF

**32738**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697