



Sfigmo Heine "G7" Con Borsetta

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32739**

EAN / GTIN **4053755136346**

Confezione **1**

FIGMO HEINE GAMMA® G7 - manometro in alluminio - M-000.09.232 Con la nuova linea latex free Heine Gamma®, propone sfigmo aneroidi di altissima qualità e con un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G7 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine. Latex free. - struttura robusta antiurto - struttura molto resistente costruita con materiali che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di stampa a iniezione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I M

CND
C9006

EAN / GTIN
4053755136346

CODICE GEF
32739



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697