



Sfigmo Big Ben - Carrello - Adulti, Bracciale Componente Unico

Codice GEF (SKU) **32740**

EAN / GTIN **4045396188853**

BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale pezzo unico adulti Sfigmomanometro aneroido in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura fa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale pezzo unico adulti Sfigmomanometro aneroido in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 a 300 mmHg. Cestello posteriore per riporre il bracciale dopo l'uso. Bracciale nero a 2 tubi con chiusura velcro 2 tubes e tubo a spirale lungo. Senza lattice. Altezza regolabile 90-140 cm Nuovo carrello Ø 54 cm Made in Germany

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396188853

CODICE GEF

32740



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697