



Sfigmo Heine "G5" Senza Borsetta

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32741

EAN / GTIN 4053755136667

Confezione 1

FIGMO HEINE GAMMA® G5 - manometro in plastica - M-000.09.561
- Fornito senza borsetta. Con la nuova linea latex free Heine Gamma®, propone sfigmo aneroidi di altissima qualità e con un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G5 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine. Latex free. - struttura robusta antiurto

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
C9006EAN / GTIN
4053755136667CODICE GEF
32741

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697