



Sfigmo Big Ben Murale

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32743

EAN / GTIN 4045396102675

Confezione 1

BIG BEN® RIESTER - parete - Rotazione 130°, 65° destra, 65° sinistra
Sfigmomanometro aneroido in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 a 300 mmHg. Cestello posteriore per riporre il bracciale dopo l'uso. Bracciale nero a 2 tubi con chiusura velcro 2 tubes e tubo a spirale lungo. Senza lattice. Made in Germany

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
C9006EAN / GTIN
4045396102675CODICE GEF
32743

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697