



## Sfigmo Dayton

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32745

EAN / GTIN 8023279327458

Confezione 1

SFIGMO DAYTON - tavolo/parete Fornito con ampio quadrante (Ø 113 mm) per una lettura facilitata. Cesto con maniglia per un trasporto agevolato. Bracciale in nylon con anello a D. Fissaggio a muro.

Dimensioni: 130x130x135 mm - Peso: 180 g. Intervallo di misura: 0-300 mmHg ± 3 mmHg.y

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**8023279327458**CODICE GEF  
**32745**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697