



## Sfigmo Big Ben Carrello

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32746

EAN / GTIN 8023279327465

Confezione 1

BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale velcro adulto  
Sfigmomanometro aneroido in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 a 300 mmHg. Cestello posteriore per riporre il bracciale dopo l'uso. Bracciale nero a 2 tubi con chiusura velcro 2 tubes e tubo a spirale lungo. Senza lattice. Altezza regolabile 90-140 cm Nuovo carrello Ø 54 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**8023279327465**CODICE GEF  
**32746**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697