



## Sfigmo Dallas

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32749**EAN / GTIN **8023279327496**Confezione **1**

SFIGMOMANOMETRO DALLAS - da parete Provvisto di cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale. Provvisto di cestello posteriore in plastica e carrello regolabile in altezza, con 5 rotelle di plastica Ø 5 cm. Tutti gli sfigmomanometri DALLA S sono dotati di quadrante molto grande (Ø 150 mm) per una lettura facilitata, bracciale calibrato in nylon nero e sistema di gonfiaggio e polmone in lattice di qualità. Scala 0-300 mmHg. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**8023279327496**CODICE GEF  
**32749**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697