



Sfigmo Exacta

Codice GEF (SKU) 32750

EAN / GTIN 4045396001886

SFIGMO EXACTA® Modello di sfigmomanometro a due tubi, di alta qualità e precisione, con corpo in metallo nero laccato - precisione di lunga durata grazie al sistema di misurazione anti-invecchiamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO EXACTA® Modello di sfigmomanometro a due tubi, di alta qualità e precisione, con corpo in metallo nero laccato - precisione di lunga durata grazie al sistema di misurazione anti-invecchiamento resistente alla pressione fino a 600 mmHg - morsetto metallico per fissare il manometro al bracciale - valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione - quadrante lineare Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg - pera in lattice per gonfiare il bracciale - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg Custodia in vinile con cerniera in dotazione. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396001886

CODICE GEF

32750



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697