



## Sfigmo E-mega - Nero - Adulti

Codice GEF (SKU) **32751**

EAN / GTIN **4045396178731**

SFIGMO E-MEGA® - nero - adulti Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice. - gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaio - precisione nel tempo grazie a

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO E-MEGA® - nero - adulti Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice. - gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaio - precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg - tolleranza massima di errore  $\pm 3$  mmHg - confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione Made in Germany. Superficie liscia facile da disinfettare Quadrante ampio  $\varnothing$  63 mm Custodia con cerniera in dotazione

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396178731**

CODICE GEF

**32751**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697