



Sfigmo E-mega - Nero - Pediatrico

Codice GEF (SKU) **32752**

EAN / GTIN **4045396178755**

SFIGMO E-MEGA® - nero - pediatrico Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice. - gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaio - precisione nel tempo grazie

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO E-MEGA® - nero - pediatrico Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice. - gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaio - precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg - confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione Made in Germany. Superficie liscia facile da disinfettare Quadrante ampio \varnothing 63 mm Custodia con cerniera in dotazione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396178755

CODICE GEF

32752



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697