



# Sfigmo Precisa N Riester Con Stetoscopio Plastica/Metallo 1 Tubo

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32754

EAN / GTIN 4045396112995

Confezione 1

PRECISA® N con stetoscopio - plastica/metallo - 1 tubo  
Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione  
durevole. - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo  
di misurazione - membrana speciale in rame-berillio temprato, precisa  
e anti-invecchiamento - membrana resistente alla pressione fino a 600  
mmHg - base della valvola in metallo

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I M**

CND

**C9006**

EAN / GTIN

**4045396112995**

CODICE GEF

**32754**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697