



Sfigmo Precisa N Riester - Plastica/metallo - 1 Tubo

Codice GEF (SKU) **32755**

EAN / GTIN **4045396001923**

PRECISA® N - plastica/metallo - 1 tubo Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole. - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione - membrana

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRECISA® N - plastica/metallo - 1 tubo Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole. - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione - membrana speciale in rame-berillio temprato, precisa e anti-invecchiamento - membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg - base della valvola in metallo - manico ergonomico a forma di cucchiaio in acciaio inox - quadrante lineare in plastica/metallo, da 0 a 300 mmHg (facilmente leggibile) Forniti con bracciale di nylon calibrato e con chiusura velcro, in borsa di similpelle. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396001923

CODICE GEF

32755



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697