



Sfigmo Precisa N Riester Shock Proof Alluminio 1 Tubo

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32757**

EAN / GTIN **4045396211681**

Confezione **1**

SFIGMO PRECISA® N SHOCKPROOF Sfigmomanometro aneroido resistente agli urti, con le stesse caratteristiche di Precisa® N. Resistente agli urti da un'altezza di 1 m, in conformità con DIN EN 81060-1:2012-08, per evitare che urti o cadute accidentali compromettano l'accuratezza delle misurazioni. Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole. - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione - membrana speciale in rame-berillio temprato, precisa e anti-invecchiamento

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I M

CND
C9006

EAN / GTIN
4045396211681

CODICE GEF
32757



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697