



Riester Sphygmotensiophone - 1380

Codice GEF (SKU) **32760**

EAN / GTIN **4045396001930**

SPHYGMOTENSIOPHONE - 1380 Sfigmomanometro a due tubi estremamente preciso, con funzionalità perfezionate. Bracciale per adulti in cotone di qualità con finiture in pelle artificiale, dotato di clip me

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SPHYGMOTENSIOPHONE - 1380 Sfigmomanometro a due tubi estremamente preciso, con funzionalità perfezionate. Bracciale per adulti in cotone di qualità con finiture in pelle artificiale, dotato di clip metallica con cui il bracciale può essere tirato. Custodia in nylon con cerniera in dotazione. - valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione - membrana in rame-berillio temprato antiinvecchiamento - membrana resistente alla pressione fino a 600g mmHg - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg - quadrante facilmente leggibile \varnothing 49 mm da 0 a 300 mmHg Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396001930

CODICE GEF

32760



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697