



# Sfigmo Precisa N Riester Shock Proof Alluminio 1 Tubo 1364 129

Codice GEF (SKU) **32761**

Confezione **1**

SFIGMO PRECISA N RIESTER SHOCK PROOF - pediatrico - 1364-129  
Sfigmomanometro aneroido resistente agli urti, con le stesse caratteristiche di Precisa® N. Resistente agli urti da un'altezza di 1 m, in conformità con DIN EN 81060-1:2012-08, per evitare che urti o cadute accidentali compromettano l'accuratezza delle misurazioni. Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole. - un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione - membrana speciale in rame-berillio temprato, precisa e anti-invecchiamento

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**32761**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697