



# Misuratore Di Pressione Jolly

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32773

EAN / GTIN 6930251820048

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO DA POLSO JOLLY Sfigmomanometro professionale per uso medico. - ampio display LCD illuminato di facile lettura 47x40 mm - indicatore pressione OMS - rilevamento dell'aritmia (IHB) - 4 memorie utenti, ciascuna con 30 valori memorizzati, la data e l'ora Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione Oscillometrico Intervallo di misurazione Pressione 0~300 mmHg  $\pm 3$  mmHg Polso 40~180 battiti/min.  $\pm 5\%$  Alimentazione 2 batterie AAA 1,5 V Dimensioni 89x60x31 mm Peso (senza batterie) 69,5 g

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: Oscillometrico
- Intervallo di misurazione:
- Pressione: 0~300 mmHg  $\pm 3$  mmHg
- Polso: 40~180 battiti/min.  $\pm 5\%$
- Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
- Dimensioni: 89x60x31 mm
- Peso (senza batterie): 69,5 g

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

6930251820048

CODICE GEF

32773



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697