



Sfigmo Senza Mercurio Um-102

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 32775

EAN / GTIN 5060006581311

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO UM-102A - da tavolo
Misuratori di pressione digitali professionali altamente avanzati,
alternativi alla colonna di mercurio - misurazione pressione
auscultatoria - lettura digitale pulsazioni - supporto bracciale e
impugnatura per il trasporto - corpo durevole e resistente agli agenti
chimici

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 360x96x66 mm
- Intervallo di misurazione:
- pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
- polso: 40-180 battiti/minuto $\pm 5\%$
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA 1,5V

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MONTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
32775	da tavolo	5060006581311	1
32776	su carrello	5060006581410	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
Z1203020599EAN / GTIN
5060006581311CODICE GEF
32775

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697