



Misuratore Di Pressione Digitale Jolly

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32777

EAN / GTIN 8023279327779

Confezione 1

SFIGMO DIGITALE JOLLY Monitor professionale digitale per pressione ad uso medico - grande display illuminato LCD di facile lettura 86x74 mm - classificato WHO - individuazione dell'aritmia (IHB - battiti irregolari) - 4 memorie utenti - 30 spazi di memoria ognuna

Caratteristiche tecniche - Sistema di misurazione metodo oscillometrico - Campo di misurazione pressione 0-300 mmHg \pm 3 mmHg pulsazioni 40-180 battiti/minuto \pm 5% - Alimentazione 4x1,5 AAA batterie incluse - Dimensioni esterne 150x95xh 65 mm - Peso circa 235 g (batterie escluse)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di misurazione: metodo oscillometrico
- Campo di misurazione:
 - pressione: 0-300 mmHg \pm 3 mmHg
 - pulsazioni: 40-180 battiti/minuto \pm 5%
- Alimentazione: 4x1,5 AAA batterie incluse
- Dimensioni esterne: 150x95xh 65 mm
- Peso: circa 235 g (batterie escluse)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

8023279327779

CODICE GEF

32777



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697