



## Sfigmo Digitale Domino

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 32778

EAN / GTIN 6970384250107

Confezione 1

SFIGMO DIGITALE DOMINO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo di misurazione: Pressione - 40~260 mmHg / Polso: 40~160 battiti/min.
- Accuratezza: Pressione  $\pm 3$  mmHg Polso:  $\pm 5\%$
- Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore CA (opzionale)
- Dimensioni - Peso: 158x120xh 127 mm - 490 g

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MONTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
32778	da tavolo	6970384250107	1
32779	su carrello	6970384254419	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

C9006

EAN / GTIN

6970384250107

CODICE GEF

32778



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697