



Portasfigmo

Codice GEF (SKU) **32793**

EAN / GTIN **8023279327939**

BORSETTA IN NYLON • Colore: verde • Misure: 22 x 15,5 cm Provviste di cerniera e tasca esterna con chiusura velcro.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO / FORMATO	EAN	CONFEZIONE
32793		8023279327939	
32794		8023279327946	
32795		8023279327953	
32796		8023279327960	

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279327939

CODICE GEF

32793



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697