



# Sfigmomanometro Senza Mercurio Led

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 32797

EAN / GTIN 8023279327977

Confezione 1

FIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO CON DISPLAY LED - da tavolo - azzurro Gli sfigmomanometri senza mercurio con display LED forniscono risultati precisi e affidabili. - gonfiaggio manuale con la pera - decompressione manuale con la valvola di rilascio dell'aria - colonna e display LED La colonna lampeggia quando la pressione supera 315 mmHg. Caratteristiche tecniche Intervallo pressione 0-300 mmHg,  $\pm 3$  mmHg Intervallo polso 30-200 bpm,  $\pm 5\%$  Alimentazione 3 batterie AA, CC 4,5V Peso 584 g senza batteria e bracciale Protezione parte applicata di tipo BF: IPx21

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo pressione: 0-300 mmHg,  $\pm 3$  mmHg
- Intervallo polso: 30-200 bpm,  $\pm 5\%$
- Alimentazione: 3 batterie AA, CC 4,5V
- Peso: 584 g senza batteria e bracciale
- Protezione: parte applicata di tipo BF: IPx21

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C900399

EAN / GTIN

8023279327977

CODICE GEF

32797



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697