



Sfigmomanometro Senza Mercurio Lcd

Codice GEF (SKU) **32798**

Sfigmomanometro Senza Mercurio Lcd

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32798



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697