

# Adattatore Rete per Cod. 32803/4

Codice GEF (SKU) 32802

EAN / GTIN 8023279328028

Confezione 1

Alimentatore per sfigno digitali domino (codici 32803 - 32804).



## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279328028

CODICE GEF

32802



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697