

Polmone Exactophon

Codice GEF (SKU) 32805

Ricambio per cod. 32723.

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ricambio per cod. 32723.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32805



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697