



Bracciale Neonati Premium + Polmone in Tpu 1 Tubo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32817**

EAN / GTIN **8023279328172**

Confezione **1**

BRACCIALI PREMIUM grigio scuro - nylon - polmone TPU - chiusura velcro Realizzati in nylon 210D di alta qualità. Prova di durata fino a 10.000 cicli. - Bracciale 1 tubo per Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Madrid, Ri-san, Precisa, Minimus... - Modello: Neonati - Dim. cm: 5,5x18,5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C99

EAN / GTIN

8023279328172

CODICE GEF

32817

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

