

GEF Medica

Mini Bracciale 2 Tubi 23 X 5 Cm - <3 Mesi

Codice GEF (SKU) 32821

Bracciali per sfigmomanometri: Modello: Mini cuff - 2 tubi - fino a 3 mesi Dimensioni: 23 x h 5 cm Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciali per sfigmomanometri:
- Modello: Mini cuff - 2 tubi - fino a 3 mesi
- Dimensioni: 23 x h 5 cm
- Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32821



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697