

GEF Medica

Mini Bracciale 2 Tubi 29 X 7 Cm 4 Mesi Sino a 3 Anni

Codice GEF (SKU) **32822**

Bracciali per sfigmomanometri: Modello: Mini cuff - 2 tubi - 4 mesi a 3 anni Dimensioni: 29 x h 7 cm Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciali per sfigmomanometri:
- Modello: Mini cuff - 2 tubi - 4 mesi a 3 anni
- Dimensioni: 29 x h 7 cm
- Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32822



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697